

がんゲノム医療における がん遺伝子パネル検査

- 次世代シーケンサー(NGS)を用いてゲノム情報を解析するもので、2018年12月に承認され、2019年6月に保険収載された。
- がん遺伝子パネル検査では多数の遺伝子を一度に調べるため、正確に実施するには、高品質なDNAが十分量必要である。

保険収載されているがん遺伝子パネル検査

検査名	FoundationOne® CDxがんゲノム プロファイル	OncoGuide™ NCC オンコパネル システム	GenMineTOP がんゲノム プロファイリング システム	Guardant360® がんゲノム プロファイル	FoundationOne® Liquid CDx がんゲノム プロファイル
遺伝子数	324	124	737	74	324
調べる 検体	手術・生検などの 組織検体	手術・生検などの 組織検体 末梢血 (白血球のDNA)	手術・生検などの 組織検体 末梢血 (白血球のDNA)	末梢血 (血漿中のがん 細胞由来の遊離 DNA)	末梢血 (血漿中のがん 細胞由来の遊離 DNA)
製造販売	ファウンデーション・ メディシン(米国)	シスメックス	コニカミノルタ	ガーダントヘルス ジャパン	ファウンデーション・ メディシン(米国)
生殖細胞系 列バリエーション の検出		可能 (124遺伝子)	可能 (59遺伝子)	可能性	可能性
検査費用	44万円+12万円=56万円				
検査時間	1～2か月	1～2か月	1～2か月	1か月	1か月

保険収載されているがん遺伝子パネル検査

検査名	FoundationOne® CDxがんゲノム プロファイル	OncoGuide™ NCC オンコパネル システム	GenMineTOP がんゲノム プロファイリング システム	Guardant360® がんゲノム プロファイル	FoundationOne® Liquid CDx がんゲノム プロファイル
遺伝子数	324	124	737	74	324
調べる 検体	手術・生検などの 組織検体	手術・生検などの 組織検体 末梢血 (白血球のDNA)	手術・生検などの 組織検体 末梢血 (白血球のDNA)	末梢血 (血漿中のがん 細胞由来の遊離 DNA)	末梢血 (血漿中のがん 細胞由来の遊離 DNA)
製造販売	ファウンデーション・ メディシン(米国)	シスメックス	コニカミノルタ	ガーダントヘルス ジャパン	ファウンデーション・ メディシン(米国)
生殖細胞系 列バリエーション の検出		可能 (124遺伝子)	可能 (59遺伝子)	可能性	可能性
検査費用	44万円 + 12万円 = 56万円				
検査時間	1～2か月	1～2か月	1～2か月	1か月	1か月